

如何完成您的 糞便免疫化學測試 (FIT)

為您提供這檢測試劑盒，幫助您找出症狀的原因。

FIT 是一種檢測您的糞便樣本中血液的測試，
要尋找您可能看不到的微小血跡。




1 做好準備 - 在您坐在馬桶上之前準備好您需要收集糞便的東西。



2 在標籤上寫下您的姓名、出生日期和收集糞便的日期。 使用黑色或藍色筆。如果您的詳細信息已經在標籤上，請檢查它們是否正確。



3 收集您的糞便 - 我們在本傳單的另一面為您提供了一些有關如何操作的方法。不要讓您的糞便接觸到水或馬桶。



4 擰開瓶蓋，打開樣本瓶。用木棒沿著糞便刮擦，直到凹槽被糞便覆蓋。您只需要少許糞便來測試。請不要添加額外樣本。



5 將木棒放回瓶中，然後扭瓶蓋將瓶封好。使用後不要重新打開瓶子。請洗手。




6 您的醫生會告訴您是否將完成的試劑盒交給他們還是郵寄到實驗室。

收集糞便的提示


這裏有一些可以讓您更輕鬆地收集糞便的方法。為什麼不練習一下，找出您認為最簡單的方法？不要讓你的糞便接觸到水或馬桶。



在馬桶上貼上保鮮膜
(記得留一個凹位)




一個可以放葡萄進
去的硬紙盒



手中拿著折疊
好的衛生紙



一個空的乾淨
人造黃油或雪糕桶



一個空的乾淨外賣盒



手套上一個膠袋或
戴上手套

7 收集完糞便後，請使用檢測試劑盒，儘快送回樣本。