

તમારું ફિટ કેવી રીતે પૂર્ણ કરવું (ફેકલ ઇમ્યુનોકેમિકલ ટેસ્ટ)

તમારા લક્ષણોનું કારણ શોધવામાં મદદ કરવા માટે તમને આ ટેસ્ટ ફિટ આપવામાં આવી છે.

ફિટ એક એવું પરીક્ષણ છે જે તમારા મળના નમૂનામાં રક્ત શોધે છે.

તે તમે કદાચ જોઈ ન શકો એવા રક્તના નાના અંશો શોધે છે.




1 તૈયાર રહો – તમે ટોઇલેટ પર બેસો તેના પહેલા તમારા મળને લેવા માટે તમને જરૂર પડશે એવી ચીજવસ્તુઓ એકત્રિત કરો.



2 લેબલ પર તમારું નામ, જન્મ તારીખ અને તમે જે તારીખે મળ એકત્રિત કરો તે લખો. કાળી અથવા વાદળી પેનનો ઉપયોગ કરો. જો તમારી વિગતો પહેલાથી જ લેબલ પર લખેલી હોય તો કૃપા કરીને તે સાચી છે કે નહીં તે તપાસો.



3 તમારો મળ એકત્રિત કરો –અમે માહિતી પત્રિકાની વિરુદ્ધ બાજુ પર આ કેવી રીતે કરવું તેના માટેના કેટલાક સૂચનો આપ્યા છે. તમારા મળને પાણી કે ટોઇલેટને સ્પર્શવા દેશો નહીં.



4 સેમ્પલ બોટલને ખોલવા માટે કેપને ટ્વીસ્ટ કરો. જ્યાં સુધી ખાંચા હંકાઈ ન જાય ત્યાં સુધી સ્ટિકને મળ પર ઘસો. તમારે પરીક્ષણ કરવા માટે માત્ર થોડા મળની જરૂર છે. કૃપા કરીને વધારાનું ઉમેરશો નહીં.



5 સ્ટિકને બોટલમાં પાછી મૂકો અને તેને બંધ કરવા માટે કેપને ક્લિક કરો. વપરાશ કર્યા પછી બોટલને પાછી ખોલશો નહીં. કૃપા કરીને તમારા હાથ ધુઓ.




6 તમારા ડોક્ટરે તમને જણાવ્યું હશે કે તમારે પૂર્ણ કરેલી ફિટ તેમની પાસે લઈ જવાની છે કે લેબમાં પોસ્ટ કરવાની છે.

મળ એકત્રિત કરવા માટેની ટિપ્સ

તમારા મળને સરળતાથી એકત્રિત કરવા માટે અહીં કેટલાક સૂચનો આપવામાં આવ્યા છે. તો આના માટે અભ્યાસ કેમ ન કરો અને નક્કી કરો કે તમને કઈ રીત સરળ લાગે છે?
તમારા મળને પાણી કે ટોઇલેટને સ્પર્શવા દેશો નહીં.




1 ટોઇલેટ પર ફિલ્મ ચોટાડો
(ભેંડા ભાગને છોડવાનું યાદ રાખો)




2 દ્રાક્ષ આવતી હોય એવું કાર્ટન



3 તમારા હાથ પર વાળેલું
ટોઇલેટ પેપર



4 સ્વચ્છ ખાલી માર્જરિન
કે આઇસક્રીમ કપ



5 સ્વચ્છ ખાલી ટેકઅવે કન્ટેઇનર



6 તમારા હાથ પર પ્લાસ્ટિક
બેગ કે હાથનાં મોજાં

7 એક વખત તમે તમારો મળ એકત્રિત કરી લો ત્યાર પછી તમારી ટેસ્ટ કિટનો ઉપયોગ કરો અને શક્ય બને તેટલી વહેલી તકે નમૂનાને પરત કરો.