

# Instrucciones para su PIF

## (prueba inmunoquímica fecal)

Se le ha proporcionado este kit de prueba para ayudar a determinar la causa de sus síntomas. La PIF es una prueba que busca pequeños rastros de sangre que son imposible de observarse en la muestra de excremento.




**1** Utilice lo que necesita para recolectar sus heces antes de sentarse en el inodoro.



**2** **Escriba su nombre, fecha de nacimiento y fecha de la recolección** de sus heces en la etiqueta. Utilice tinta negra o azul. Si sus datos ya están escritos en la etiqueta, verifique que la información sea correcta.




**3** **Recoja sus heces** – se le han proporcionado algunas ideas de cómo hacer ésto en el otro lado del folleto. No deje que el excremento toque el agua o el inodoro.



**4** **Gire la tapa para abrir el recipiente para la muestra.** Raspe el palito a lo largo del excremento hasta que las ranuras estén cubiertas.



**5** **Vuelva a colocar el palito dentro del frasco** y haga click en la tapa para cerrarla. No abrir el frasco después de su uso.



**6** Su doctor le habrá indicado si debe llevarle el kit después de haberlo completado o si debe enviarlo al laboratorio.


# Tips para recoger sus heces

**Aquí le damos algunas ideas para recoger sus heces de una forma fácil.**

¿Por qué no practicar y averiguar qué método le resulta más fácil?  
No deje que sus heces toquen el agua o el inodoro.



Colocar film transparente alrededor del inodoro (recuerde hacer un un cuenco con el film transparente)




Utilizar una caja donde vienen las uvas



Envolver papel higiénico en su mano



Utilizar un envase vacío de mantequilla o helado



Un contenedor de comida limpio y vacío



Una bolsa o un guante de plástico sobre su mano

**7** Una vez que haya recolectado su muestra, utilice el kit de prueba y **regrese la muestra lo antes posible.**