

## اپنا FIT (فضلے میں خون کی موجودگی کا پتہ لگانے کا) ٹیسٹ مکمل کرنے کا طریقہ

آپ کو یہ ٹیسٹ رٹ (تجزیے کا سامان) اس لئے دیا گیا ہے تاکہ آپ کی علامات کی وجہ معلوم کرنے میں مدد ملے۔ FIT ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو آپ کے پاخانے (فضلے) کے نمونے میں خون کی موجودگی کا پتہ لگاتا ہے۔ یہ خون کے بہت چھوٹے ذرات کا پتہ لگاتا ہے جو ممکن ہے کہ ویسے آپ کو نظر نہ آئیں۔




اپنے فضلے کا نمونہ حاصل کریں۔ ہم نے اس لفٹ کی پشت پر اسکے لئے کچھ مشورے دیئے ہیں۔ اپنے فضلے کو پانی یا ٹائلٹ پر نہ لگنے دیں۔



لیبل (پرچی) کے اوپر اپنا نام، تاریخ پیدائش اور فضلے کا نمونہ لینے کی تاریخ لکھیں۔ اسکے لئے کالا یا نیلا پین استعمال کریں۔ اگر آپ کی تفصیلات پہلے ہی سے لیبل پر درج ہیں تو چیک کریں کہ یہ صحیح ہیں یا نہیں۔




تیار کریں۔ ٹائلٹ پر بیٹھنے سے پہلے وہ سامان پکڑ لیں جس کے اندر آپ نے اپنے فضلے کا نمونہ لیا ہے۔



آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ مکمل شدہ رٹ کو اسکے پاس بھیجنا ہے یا لیبل کو بذریعہ ڈاک بھیجنا ہے۔




پھر تیلی کو واپس بوتل میں ڈالیں اور ڈھکن کو کلک کر کے بند کر دیں۔ استعمال کے بعد بوتل کو دوبارہ نہ کھولیں۔ براہ مہربانی اپنے ہاتھ دھوئیں۔




نمونے کی بوتل کو کھولنے کیلئے اسکے ڈھکن کو گھما لیں۔ اس میں دی گئی تیلی کو فضلے پر پھیریں تاکہ تیلی کی گرائیاں فضلے میں ڈھک جائیں۔ آپ کو اس ٹیسٹ کیلئے فضلے کی تھوڑی سی مقدار چاہیے۔ براہ مہربانی مزید مقدار شامل نہ کریں۔

# اپنے پاخانے (فضلے) کا نمونہ لینے کے لئے مشورے

یہاں کچھ مشورے دیئے جا رہے ہیں جنکی مدد سے آپ کو اپنے فضلے کا نمونہ لینے میں کچھ آسانی ہوگی۔ انکی مشق کر کے دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا طریقہ آپ کے لئے سب سے آسان ہے۔ اپنے فضلے کو پانی یا ٹائلٹ پر نہ لگنے دیں۔



ٹائلٹ پیپر کو تھہ کر کے اپنے ہاتھ میں لینا۔




وہ کارٹن جس میں انگور وغیرہ ملتے ہیں۔




ٹائلٹ کے اوپر کنگ فلم (چسکنے والا پلاسٹک) لگانا (اس کے بیچ میں گڑھا بنانا یا درکھیں)۔



اپنے ہاتھ کے اوپر ایک پلاسٹک کا تھیلا یا دستانہ پہننا۔



ٹیک اوے والا ایک صاف اور خالی ڈبہ۔



مارجرین یا آئس کریم کا ایک صاف اور خالی ڈبہ۔

7 جب آپ ایک مرتبہ اپنے فضلے کا نمونہ اکٹھا کر لیں تو اپنی ٹیسٹ کٹ (جزیئے کا سامان) استعمال کریں اور جلد از جلد نمونہ واپس کر دیں۔